

CosySecure

Solution de maintien pour sécuriser le nouveau-né dans l'incubateur de transport Nite



CosySecure est un matelas à dépression qui assure le maintien du nouveau-né dans l'incubateur pendant le transport. L'enfant est sécurisé en cas de freinage brutal, de virage rapide ou de collision.

SÉCURITÉ DU NOUVEAU-NÉ

Le matelas de transport CosySecure est constitué de microbilles en polystyrène qui s'agglomèrent sous l'effet du vide.

La dépression rigidifie le matelas et crée ainsi un **cocon sécurisé adapté au corps de l'enfant**.

Pour une sécurité maximale, un bandeau de fixation permet de maintenir la tête de l'enfant.

HOMOLOGATION 10G

Ce système, **testé et validé par crash-test 10G**, garantit un maintien optimal de l'enfant pendant le transport d'urgence interhospitalier.

SURVEILLANCE ET ACCÈS À L'ENFANT

Le matelas de transport CosySecure possède des découpes latérales qui facilitent l'**accès au corps de l'enfant** pendant le transport.

Les équipes médicales peuvent surveiller l'état du patient et assurer le maintien des mesures thérapeutiques.

Pour des situations d'urgence nécessitant un accès rapide à l'enfant, les ceintures de sécurité sont déverrouillables rapidement par simple pression.

CONFORT DU NOUVEAU-NÉ

Le matelas de transport est renforcé de **coussinets en mousse** pour un meilleur confort du nouveau-né.

Médipréma recommande l'usage de draps non-tissés à usage unique pour améliorer le confort thermique de l'enfant tout en protégeant sa peau.

INSTALLATION

Le matelas à dépression est fixé sur le plateau de l'incubateur Nite par des sangles ajustables.



ACCESSOIRES



Draps non tissés à usage unique



Sac de rangement avec :
- pompe à dépression
- kit de réparation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

2 TAILLES DE MATELAS :

● Grand modèle :



● Petit modèle :



Réf. 5231	Matelas de transport CosySecure - Grand modèle (avec poignées)
Dimensions générales LxlxH	Déplié : 125 x 71,5 x 5 cm
Poids max du bébé	5 Kg
Taille max du bébé	55 cm
Conditionnement	Livré dans un sac de rangement avec : - 1 lot de 10 draps non-tissés à usage unique grands modèles - 3 sangles de fixation dont 2 avec boucles - 1 pompe à dépression - 1 kit de réparation (valve, rustines, spatule, colle)

Réf. 5230	Matelas de transport CosySecure - Petit modèle (sans poignée)
Dimensions générales LxlxH	Déplié : 91 x 65 x 5 cm
Poids max du bébé	2 Kg
Taille max du bébé	35 cm
Conditionnement	Livré dans un sac de rangement avec : - 1 lot de 10 draps non-tissés à usage unique petits modèles - 2 sangles de fixation avec boucles - 1 pompe à dépression - 1 kit de réparation (valve, rustines, spatule, colle)

Certifications	Marquage CE Dispositif médical classe I Garanti sans latex Certifié 10G
----------------	--

CONSOMMABLES

Réf. 5234	Draps non-tissés à usage unique pour matelas grand modèle réf. 5231
Réf. 5233	Draps non-tissés à usage unique pour matelas petit modèle réf. 5230
Conditionnement	Vendus par lot de 10 unités
Certification	Oeko-Tex® Standard 100 Classe I

Sacs périnatologiques (Perinatalogical Bags) Ego Zlin, distribués par :