

Calibed

Lit chauffant



Le matelas chauffant Calibed offre aux nouveau-nés la température idéale et constante dont ils ont besoin pour se sentir calmes et protégés. Cette chaleur protectrice se double, pour bébé, d'un grand confort. Calibed intègre le suivi de la température cutanée du nouveau-né via une sonde à placer sur la peau. Les alarmes hautes et basses associées permettent de prévenir tout risque d'hypo ou d'hyperthermie. Ce berceau de soins avec écrans de protection escamotables et hauteur variable facilite et sécurise les soins.

Calibed - Réf.1091

Lit chauffant

PERFORMANCES

Régulation de la température du matelas de 28°C à 38,5°C
(avec accès sécurisé en-dessous de 35°C et au-dessus de 37°C)

Excellente répartition de la chaleur sur l'ensemble du plan de couchage

Suivi de la température cutanée

Alarmes sonores et visuelles. Système de gestion avancée des alarmes (mode quiétude). 3 groupes d'alarmes visuelles et sonores ont été définis en fonction du degré d'urgence d'intervention, pour le confort du nouveau-né et de l'équipe médicale.

Puissance de chauffe : 75 W (puissance absorbée : 170 VA)

Alimentation électrique :

- Boîtier de commande : 220-240V / 50-60Hz
- Matelas : basse tension de sécurité 24VAC

Classe électrique : classe I

Dispositif médical classe IIb

DESCRIPTIF

Boîtier de commande avec écran LCD intégré au plan de couchage, permettant une bonne visibilité des données et alarmes.

Plan de couchage : 720x510mm. Entouré de protections hautes et transparentes formant une véritable ceinture de sécurité autour de l'enfant.

Matelas gel en polyuréthane très confortable (garanti sans latex ni silicone)

Proclive/déclive continue : +17/-10°

Ecrans de protection rabattables pour un accès facilité à l'enfant. Ces écrans sont facilement amovibles pour permettre leur nettoyage par trempage.

4 passe-tuyaux et 4 orifices pour passage de drains en point bas.

Ciel de lit (option) permet d'atténuer les nuisances extérieures qui peuvent perturber l'enfant (lumière, bruit...). Il peut être positionné de manière à isoler partiellement ou totalement l'enfant de la lumière pour recréer une alternance jour/nuit afin de respecter le rythme circadien. Textile amovible pour nettoyage.

Hauteur sol/plan de couchage : 870/1070 mm

4 roulettes pivotantes diam. 125mm (2 avec frein)

Dimensions générales (LxlxH) : 600 x 1070 x 1089 mm

Livré avec une sonde cutanée



OPTIONS & ACCESSOIRES

Ciel de lit (réf.1092)

Conçu pour réduire les nuisances environnantes (lumière, bruits, etc.)

En coton (OEKO TEX STD 100 CLASS I)

Avec mât flexible pour adapter facilement la position du ciel de lit.

Rangements (réf.4339)

2 coffres (dont 1 pivotant) et 1 tablette arrière