



Berceau Gigogne

Réf. 1030



Spécialement conçu pour être utilisé dans les services de maternité, le berceau Gigogne permet d'accueillir un nouveau-né jusqu'à ses 3 mois. Il est facilement manipulable, offre une bonne visibilité et permet un accès aisé à l'enfant. Emboîtable, il permet de gagner de l'espace de rangement.

- Coque amovible en PMMA transparent avec fond perforé
- Matelas confort haute résilience amovible : LxlxH = 720x340x50mm
- Hauteur du plan de couchage : 767mm
- Proclive/déclive continue (+14°/-14°), réglable rapidement et en douceur à l'aide d'une poignée
- Châssis en acier tubulaire blanc
- 4 roulettes pivotantes diam.75mm avec freins
- Dimensions générales : LxlxH = 830x551x958mm
- Poids de l'ensemble : 14kg
- Charge maximale autorisée : 20kg
- Dispositif médical Classe I

