

# Berceau de soins

Réf. 1020



Spécialement conçu pour être utilisé dans les services de néonatalogie, le berceau de soins est équipé de 4 écrans de protection rabattables et amovibles. Il assure à l'équipe soignante une parfaite visibilité et un accès aisé à l'enfant dans des conditions de sécurité et de confort idéales.

-  Berceau avec parois latérales en PMMA transparent
-  Matelas confort haute résilience amovible : LxlxH = 720x510x50mm
-  Hauteur du plan de couchage : 680/1025mm
-  4 orifices pour passage de drains en point bas
-  Proclive continue (0/+15°)
-  4 roulettes pivotantes diam. 75mm avec freins
-  Dimensions générales : LxlxH = 1027x751X863/1213mm
-  Charge maximale autorisée : 20kg
-  Poids de l'ensemble : 20kg
-  Dispositif médical Classe I