



# Berceau Prestige

Réf. 1016



Spécialement conçu pour être utilisé dans les services de maternité, le berceau Prestige de Médipréma permet d'accueillir un nouveau-né jusqu'à ses 3 mois. Il est facilement manipulable, offre une bonne visibilité et permet un accès aisé à l'enfant.

- Coque amovible en PMMA transparent avec fond perforé
- Matelas confort haute résilience amovible : LxlxH = 720x340x50mm
- Hauteur du plan de couchage : 686mm
- Proclive/déclive (+15°/-18°)
- Châssis en acier tubulaire peint (blanc RAL 9016)
- 4 roulettes pivotantes diam.50mm avec freins
- Dimensions générales : LxlxH = 830x458x877mm
- Poids de l'ensemble : 12kg
- Charge maximale autorisée : 20kg
- Dispositif médical Classe I

