

## Dispositif d'incision du talon Gentleheel

Réf. 3501 et 3502

Pour des prélèvements capillaires précis



Forme étudiée pour une prise en main facilitée



Nombreux repères pour une visibilité optimale du site d'incision

Code couleur facilitant la sélection de la taille

### Confort du nourrisson / Qualité du prélèvement / Facilité d'utilisation / Sécurité de l'utilisateur

**Une lame de qualité chirurgicale :** pour une incision nette des tissus qui favorise un bon écoulement de sang et une cicatrisation rapide

**Un déclenchement par pression latérale :** pas de sur-pression verticale rajoutée au déclenchement ce qui favorise une incision de profondeur standardisée, moins douloureuse pour l'enfant. L'incision reste superficielle ce qui limite les risques de complications.

**Une forme étudiée :** large surface de contact avec le pied qui permet de stabiliser le dispositif sans avoir à rajouter de pression d'appui

**Une rétractation définitive de la lame :** minimise les risques de blessure et la réutilisation du dispositif. Un étui en plastique soudé : élimine les risques accidentels de blessure par la lame

Existe en 3 tailles d'incision différentes :

	Incision (profondeur/longueur)	Couleur	Conditionnement
Gentleheel <i>Nouveau-né</i> +2500gr réf. 3501	1.00mm/2.50mm	vert	Par 50
Gentleheel <i>Prématuré</i> 1000-2500gr réf. 3502	0.85mm/1.75mm	rose	Par 50

Un produit gri-alleset, distribué par :