

# Matelas mousse & microbilles

Spécial incubateur de transport

Réf : 5044

## Confort et maintien du nouveau-né

En alliant le confort du matelas à mémoire de forme aux propriétés immobilisantes des microbilles, le matelas *Carewave by Médipréma* apporte une solution aux problématiques de sécurité et de confort du nouveau-né pendant le transport.



- > Le matelas à mémoire de forme en mousse visco-élastique assure une réelle empreinte du corps du nouveau-né. Son confort moelleux atténue l'inconfort lié aux secousses pendant le transport.
- > Le garnissage en microbilles garantit le maintien du nouveau-né. Mieux contenu, le nouveau-né se sent plus en sécurité et donc moins agité pendant le transport.

**Optimisé dans ses dimensions pour une utilisation dans l'incubateur de transport Nite de Médipréma,** le matelas mousse et microbilles spécial transport se pose directement sur le matelas et permet d'accueillir le nouveau-né dans des conditions de confort idéales.

Il peut également être rattaché au plan de couchage à l'aide des sangles Magic Strips. Cette bande en micro-fibre souple, très douce au toucher et auto-grippante se place et se retire très facilement.

Le matelas mousse et microbilles *Carewave by Médipréma* est léger et facile à mettre en place. Il se retire tout aussi facilement, permettant ainsi de positionner rapidement le nouveau-né sur un plan dur si une intervention technique est nécessaire.



## Caractéristiques :

Matière	<i>Garnissage matelas</i> : mousse de polyuréthane visco-élastique + microbilles en polystyrène <i>Housse</i> : polyuréthane bi-élastique adaptée au contact cutané
Dimensions (Lxl)	61 x 38 cm
Entretien	Nettoyage facile par lingette désinfectante et épongeage Imperméable aux liquides grâce aux double coutures
Conditionnement	A l'unité