

Coussins microbilles



Pour le positionnement du nouveau-né et du nourrisson

Sécurité et prévention posturale

Les coussins microbilles Carewave by Médipréma protègent le nouveau-né des lésions cutanées grâce à sa fonction anti-escarre. Ils limitent le risque de déformations ostéo-articulaires et les rétractations musculaires en positionnant les membres du bébé dans un axe adapté. Composés de microbilles en polystyrène, les coussins de positionnement ultra flexibles calent le bébé sans le compresser.

Confort et liberté de mouvement

Les produits Médipréma diminuent les douleurs et le stress du nouveau-né, améliorant ainsi son état clinique général. En permettant les mouvements volontaires et en restreignant les réflexes primaires, ils favorisent le développement moteur. Les coussins facilitent également les soins quotidiens du personnel hospitalier et le contact avec l'entourage du bébé.



Deux modèles disponibles :

Le coussin demi-lune

Le demi-lune permet de placer facilement et rapidement l'enfant dans un axe alignant la tête, la colonne vertébrale et les jambes.

Le risque de bras en chandelier et la position de grenouille écrasée sont écartés. En décubitus latéral, ventral ou dorsal, l'enfant est maintenu en toute sécurité.

Le coussin flexi-tube

Le Flexi-tube offre une grande liberté d'utilisation en permettant de modeler le coussin selon les cas et besoins médicaux. Il peut également entourer le bébé et ainsi reproduire le cocon maternel.

Egalement disponible : housse de protection en maille jersey lavable



Distribués par

Coussin microbilles

- Microbilles en polystyrène
- Housse bi-élastique en polyuréthane et polyamide
- Imperméable aux liquides
- Double couture
- Poids maximum supporté : 25 kg
- Entretien par épongeage

Bénéfices

- Baisse du risque de déformation ostéo-articulaire et de rétractation musculaire
- Grand confort et liberté de mouvement
- Facilité et rapidité d'utilisation
- Résistant au temps et aux utilisations régulières
- Nettoyage et désinfection simples

Références demi-lunes :

Patient	Demi-lune		Housse de protection	
	Référence de commande	Référence fabricant	Référence de commande	Référence fabricant
Prématuré ≤ 1 kg (99 cm)	3701	NEG0699	3702	NEG0702
Prématuré 1 à 2 kg (124 cm)	3703	NEG0700	3704	NEG0703
Bébé à terme (136 cm)	3705	NEG0701	3706	NEG0704
Grand enfant (174 cm)	3707	NEG0705	3708	NEG0706



Références flexitubes :

Patient	Flexitube		Housse de protection	
	Référence de commande	Référence fabricant	Référence de commande	Référence fabricant
Petit (140 x 8 cm)	3709	NEG0707	3710	NEG0710
Moyen (170 x 11 cm)	3711	NEG0708	3712	NEG0711
Grand (200 x 15 cm)	3713	NEG0709	3714	NEG0712



Conditionnement à l'unité

Des produits Pharmaouest distribués par :



ZA Node Park Touraine - 470 rue Gilles de Gennes - BP 8 - 37310 TAUXIGNY - FRANCE
Tél +33 (0)2 47 28 47 87 - Fax +33 (0)2 47 27 35 85 - www.mediprema.com

