

Coussin microbilles pour balance

Réf. 3728

Pour faciliter la pesée du nouveau-né

- Moins de stress pour l'enfant
- Un accueil confortable
- Une pesée facilitée
- Une mesure plus fiable
- Un nettoyage aisé



Confort et fiabilité de la pesée

Le coussin microbilles pour balance *Carewave by Médipréma* se pose sur le plateau du pèse bébé afin d'accueillir le nouveau-né dans de bonnes conditions lors de la pesée. Le contact froid et dur du plateau qui provoque de l'agitation chez le jeune enfant est ainsi remplacé par un accueil moelleux et rassurant pour le bébé. Celui-ci se sent en sécurité, il est donc plus calme ce qui facilite et fiabilise la mesure. *Un gain de temps pour l'équipe médicale et du confort pour le nouveau-né !*



Sécurité et facilité de mise en place

Le coussin microbilles pour balance *Carewave by Médipréma* est léger, facile à mettre en place. Composé de microbilles en polystyrène, ce coussin ultra flexible cale le bébé sans le compresser.

Il se nettoie très facilement et s'adapte aisément à l'ensemble des balances.

Caractéristiques:

Dimensions	55 x 30 cm
Garnissage coussin	microbilles en polystyrène
Matière enveloppe	polyuréthane bi-élastique
Entretien coussin	par épongeage imperméable aux liquides double couture
Conditionnement	à l'unité

Un produit Pharmaouest distribué par :

