

Coussin microbilles d'aide au positionnement

Réf. 3731



Pour faciliter le positionnement des parturientes

Outil d'aide au positionnement

Le coussin microbilles d'aide au positionnement *CareWave* by *Médipréma* est un outil indispensable pour la mobilisation et l'installation de la femme enceinte. Composé de microbilles en polystyrène, il est léger et facile à mettre en place selon les besoins de la patiente.


Il permet de lui apporter un soulagement quelle que soit sa position, assise, couchée, sur le côté, le dos, le ventre ou à 4 pattes.



Facile d'entretien

Les microbilles du coussin d'aide au positionnement *CareWave* by Médipréma ne se tassent pas avec le temps. Son enveloppe en polyuréthane se nettoie aisément par lingette désinfectante. Le coussin microbilles *CareWave* est fourni avec une housse en coton imprimé lavable en machine.

Ce coussin trouvera également de nombreuses autres applications.



Caractéristiques:

Longueur	170 cm
Garnissage coussin	microbilles en polystyrène
Matière enveloppe	polyuréthane bi-élastique
Matière housse	en coton imprimé avec fermeture éclair
Entretien coussin	par épongeage
Entretien housse coton	lavable jusqu'à 90°
Conditionnement	à l'unité



Un produit Carewave distribué par :