

Négatoscopes



SÉRIE BAS'X

BAS'X SERIES

SERIE BAS'X

*Économique : cette gamme en ABS
vous offre le confort de lecture nécessaire
pour vos clichés radiologiques.*

Négatoscopes Série Bas'x

l'essentiel du négatoscope

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre blanc : en PVC extrudé bi-matières et ABS injecté. Fond en tôle d'acier 10/10 traité époxy.
- Fixation murale : par boutonnères d'accrochage au dos de l'appareil.
- Source lumineuse : tubes fluorescents, type "lumière du jour", température de couleur > 5500° Kelvin.
- Ecran diffusant : acrylique, opalin diffusant, de 3 mm d'épaisseur.
- Fixe film : par rouleaux d'acier. Inusable et indéréglable.
- Commande d'allumage : par interrupteur bipolaire (I) avec voyant lumineux incorporé.
- Plages : étendues uniquement.
- Cordon d'alimentation : normalisé, 2 pôles + terre.
- Tension d'alimentation : 230 V, 50 Hz (autres tensions : nous consulter).

Modèle déposé
Fabrication française



Dispositif médical de diagnostic (classe 1). Marquage CE autorisé selon directive européenne CEM 89/336/CEE.

LA GAMME BAS'X

HORIZONTAL

	Référence	Nombre d'allumages	Surface utile (en cm)	Dimensions extérieures (en cm)			Poids net (en kg)	Nombre de tubes
				Longueur	Hauteur	Profondeur		
1 plage	NBX1 I	1	36 x 43	39,5	51	11	5	1 x 32 W
2 plages	NBX2 I	1	72 x 43	75,5	51	11	8	2 x 32 W
3 plages	NBX3 I	1	121 x 43	124,5	51	11	13	2 x 36 W
4 plages	NBX4 I	1	151 x 43	154,5	51	11	16	2 x 58 W

CONDITIONNEMENT

→ Réf.	Dimensions	Volume	Poids
→ NBX1	50 x 62 x 18 cm	0,056 m ³	7 kg
→ NBX2	87 x 62 x 18 cm	0,100 m ³	10 kg
→ NBX3	136 x 62 x 18 cm	0,150 m ³	16 kg
→ NBX4	165 x 62 x 18 cm	0,185 m ³	19 kg

EXEMPLE DE RÉFÉRENCES

- NBX 2 I** = Négatoscope **BAS'X**, 2 plages, allumage par Interrupteur.
- du type **NB** = Négatoscope **BAS'X**,
- du nombre de plages, ici **2**.
- Commande d'allumage
- **I** = Interrupteur