

Négatoscopes de mammographie



SÉRIE SEN'X

SEN'X SERIES

SERIE SEN'X

Ces négatoscopes de mammographie tiennent compte de toutes les spécificités de cet examen délicat.

Un jeu de rideaux obscurcissants, associé à des ballasts électroniques haute fréquence de nouvelle génération et à des tubes à haute luminance, permet de faire varier la puissance lumineuse de 1500 à plus de 7000 cd/m².

La maîtrise de nos processus industriels garantit une homogénéité conforme aux nouvelles exigences réglementaires.

Négatoscopes Série SEN'X

le négatoscope idéal pour le dépistage et le diagnostic du cancer du sein

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Coffre métallique en tôle d'acier 10/10 traité epoxy avec montants en aluminium anodisé
- Fixation murale : par boutonnières d'accrochage au dos de l'appareil
- Source lumineuse : tubes fluorescents droits, type "lumière du jour", température de couleur >6500° Kelvin
- Ecran diffusant : acrylique, opalin diffusant, 3 mm d'épaisseur
- Intensité lumineuse : peut varier de 1500 à 7000 cd/m² (selon les modèles). Grande homogénéité (norme DIN 6856).
- Fixe film haut : par rouleaux d'acier traités, inusables et indé réglables.
- Fil nylon ajustable pour maintenir les petits formats
- Fixe film central (pour le SEN'X 12 uniquement)
- Rideaux : 4
- Commande d'allumage : par variateur électronique
- Cordon d'alimentation : normalisé, 2 pôles + terre
- Tension d'alimentation : 220/240 V, 50/60 Hz (autres tensions : nous consulter)

OPTIONS :

- Piètement roulant, fixe film ajustable, visière, jeu de supports pour plan de travail (voir tarif)

LA GAMME SEN'X	Référence	Nombre d'allumages	Surface utile (en cm)	Dimensions extérieures (en cm)			Poids net (en kg)	Nombre de tubes
				Longueur	Hauteur	Profondeur		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">1 plage</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">1 plage</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">2 plages</div>	SEN'X 8	1	73 x 43	103	72	13	33	12 x 18 W
	SEN'X 12	1	2 x (108 x 28)	131	87	13	46	8 x 36 W

LA GAMME SEN'X	Référence	Nombre de clichés			Luminance (cd/m ²)	Ecart d'homogénéité à 10 cm
		18x24	24x30	36x43		
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content;">1 plage</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">1 plage</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-top: 5px;">2 plages</div>	SEN'X 8	8	2	2	> 7000	5%
	SEN'X 12	12	8	3*	> 5800	10%

*avec option fixe film ajustable

Modèle déposé
Fabrication française



Dispositif médical de diagnostic (classe 1).

CONDITIONNEMENT

- Réf. Dimensions Volume Poids
- SEN'X 8 131 x 85 x 32 cm 0,357 m³ 46 kg
- SEN'X 12 149 x 102 x 32 cm 0,500 m³ 70 kg