



# Hamac de photothérapie

Pour berceau de photothérapie 360°

Réf. 1939



## Maintien et confort du nouveau-né

Spécialement conçu pour accueillir confortablement le nouveau-né à l'intérieur du berceau de photothérapie

-  En filet blanc polyester Trevira cs M1, ininflammable, simple d'entretien, ne rétrécit pas au lavage
-  Lavable et stérilisable à haute température
-  Dimensions : 600 x 390 mm
-  Poids maxi nourrisson + accessoires : 10kg
-  Vendus par lot de 10

