


# Echelle à main PARINAUD pour illettrés et lettrés

Ref. EI et EL



Echelle à main pour enfants et illettrés  
Réf. EI



Echelle à main pour lettrés  
Réf. EL

## CARACTERISTIQUES

Test visuel dit de Parinaud rapproché pour personnes lettrées ou illettrées.

Dispositif permettant d'établir un bilan visuel quantitatif rapproché par lettres ou symboles.

- Plaque en PVC blanc avec un manche en plexiglass transparent
- Dimensions (Lxl): 34 x 13,5 cm
- Épaisseur : 2 mm
- Poids : 118 g
- Impression : couleur noire



Dispositif médical de diagnostic (classe I).  
Marquage CE autorisé selon directive européenne 93/42/CEE et CE.M. 89/336/CEE.