


## Test Landolt

Lecture directe à 5m ou  
inversée à 2,5m dans un  
miroir

Réf. T7



### CARACTERISTIQUES

Le Test de LANDOLT pour illettrés permet de vérifier l'acuité visuelle de loin, par lecture directe à 5 m ou par lecture inversée dans un miroir à 2,5m. Il est constitué d'un cercle brisé dont l'orientation change. Le patient doit indiquer la position de la brisure.

- 3 plaques de PVC blanc
- 2 anneaux de liaison en acier entre chaque plaque
- Chaînette de suspension en acier
- Dimensions totales avec chaînette (Lxl): 670 x 250 mm
- Epaisseur: 1,3 mm
- Poids : 172g
- Impression : couleur noire



Dispositif médical de diagnostic (classe I).  
Marquage CE autorisé selon directive  
européenne 93/42/CEE  
et CEM 89/336/CEE.