

## Test MONOYER

Lecture inversée à 2,5m dans  
un miroir

Ref. T2



### CARACTERISTIQUES

Echelle de lecture murale qui permet de tester l'acuité visuelle de loin, par lecture inversée à 2,5m. Pour la lecture avec cette échelle il faut impérativement un miroir de lecture. L'échelle doit être placée à l'arrière du patient.

- 3 plaques de PVC blanc
- 2 anneaux de liaison en acier entre chaque plaque
- Chaînette de suspension en acier
- Dimensions (LxH): 240 x 180(x3) mm
- Dimensions totales avec chaînette (LxH) : 240 x 625 mm
- Epaisseur: 1,3 mm
- Poids : 145g
- Impression : couleur noire



Dispositif médical de diagnostic (classe I).  
Marquage CE autorisé selon directive  
européenne 93/42/CEE  
et CEM 89/336/CEE.