




T21 : 14 planches



T22 : 38 planches



T23 : 8 planches

## CARACTERISTIQUES

**T21:** Test basé sur le principe de la reconnaissance de chiffres et de formes constitués de petits cercles de différentes couleurs, luminosités, saturation et tailles.

- 14 planches (édition concise)
- Livret
- Dimensions (Lxl): 21x15 cm

**T22:** Test basé sur le principe de la reconnaissance de chiffres et de formes constitués de petits cercles de différentes couleurs, luminosités, saturation et tailles.

- 38 planches
- Livret dépliant; carton renforcé
- Dimensions (Lxl): 20x15 cm

**T23:** Test pour les enfants âgés de 4 à 6 ans ou les personnes illettrées

- 8 planches
- Livret
- Dimensions (Lxl): 21 x 15 cm



Dispositif médical de diagnostic (classe I).  
Marquage CE autorisé selon directive  
européenne 93/42/CEE  
et CE.M. 89/336/CEE.