

Cloches à oxygène



Pour l'alimentation en gaz du nouveau-né

Utilisée en incubateur ouvert ou fermé, la cloche à oxygène permet l'alimentation du nouveau-né en air et en oxygène.

De forme rectangulaire avec des bords bien lisses pour ne pas blesser l'enfant, elle est conçue en acrylique coulé incolore et transparent garantissant une bonne visibilité du nouveau-né.

4 entrées sont disponibles pour faciliter le passage des sondes et l'apport de gaz à l'enfant.

La cloche à oxygène Médipréma existe en 2 tailles.

Caractéristiques :

| Patient | Modèle cloche Dimensions H x L x l | Référence |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Prématuré | Petit modèle 13 x 17 x 18 cm (3610 cm ³) | 3105 |
| Nouveau-né | Moyen modèle 15 x 19 x 19.5 cm (5305 cm ³) | 3106 |