

Ventilateur Pédiatrique / Néonatal MVP10

Réf : 45490105044



Ventilateur pneumatique polyvalent et sans électronique

- > Soins intensifs
- > Anesthésie
- > Transport

Différents modes de ventilation

- > Pression Expiratoire Positive (PEP)
- > Ventilation intermittente : IPPV, IMV
- > CPAP
- > COAD

Source de gaz : bouteille ou prise murale

Prévention de l'accumulation de CO₂

- > par lavage à débit constant

Portable, compact, robuste et léger

Le ventilateur MVP-10 a été conçu pour apporter une assistance respiratoire néonatale ou pédiatrique, aussi bien à l'hôpital, que pendant le transport. Il est principalement destiné à être utilisé dans toutes les applications nécessitant des volumes courants allant jusqu'à 660 millilitres. Il peut être utilisé avec une large gamme de rapports I/E, y compris avec un temps inspiratoire supérieur au temps expiratoire.

Le MVP-10 est compatible avec un humidificateur standard, un mélangeur d'oxygène, un analyseur d'oxygène et des alarmes de pression.



CARACTERISTIQUES du Ventilateur Pédiatrique/Néonatal MVP-10

Arrivée des gaz	50 ±5 psi (pas de batterie requise)
Temps Inspiratoire (calibré)	0.2 à 2 secondes
Temps Expiratoire (calibré)	0.25 à 2.5 secondes
Plage IMV	2.5 à 30 secondes
Fréquence respiratoire	0 à 120 cycles/minute
Ratio I/E	Réglable
Débit (calibré)	0 à 20 L/minute
Volume courant	0 à 666 mL
Pression maximale	0 à 70 cmH ₂ O
Plage de PEP/CPAP	0 à 18 cmH ₂ O
Concentration O ₂	21 à 100%
Consommation basale de gaz	Approx. 4 L/min (0.14 SCFM)
Taille	20.3 x 22.9 x 7.4 cm
Poids	2.3 kg
Norme	Marquage CE – Dispositif Médical IIb

CONDITIONNEMENT

Réf. 45490105044	<ul style="list-style-type: none"> 1 Ventilateur MVP10 1 Flexible d'alimentation Air 1 Flexible d'alimentation O₂ 1 Etau de fixation 1 Poumon test néonatal / pédiatrique 2 Circuits patient à usage unique 1 Manuel d'instructions
------------------	---

ACCESSOIRES

Réf. 45490105202	Circuit patient à usage unique x 20
Réf. 45490105045	Circuit patient réutilisable

Un produit Bio-Med Devices Inc. distribué par :



ZA Node Park Touraine - 470 rue Gilles de Gennes - BP 8 - 37310 TAUXIGNY - FRANCE
 Tél +33 (0)2 47 28 47 87 - Fax +33 (0)2 47 27 35 85 - www.mediprema.com