

Médirunner

Chariot de transfert interne



Le chariot de transfert interne Médirunner sécurise le transport des nouveau-nés entre les différents services au sein des établissements hospitaliers. Il accueille un incubateur Nite et peut être associé à un ensemble de dispositifs selon les besoins des équipes médicales.

TRANSFERT RAPIDE ET SÉCURISÉ

- **Fixation sécurisée** : 2 plots pour fixer l'incubateur Nite et le maintenir stable pendant le transfert
- Bonne prise en main par une poignée ergonomique de la largeur du chariot
- **Grande maniabilité** grâce à ses 4 roulettes multidirectionnelles (avec freins)
- Positionnement des équipements pensé pour un monitoring optimal pendant le transfert

DESIGN ÉPURÉ

- Format compact avec coins arrondis pour éviter les chocs
- **Peu encombrant** (Lxhxl) 1313 x 1002 x 610 mm
- Personnages ludiques en décoration pour un univers enfantin
- Matériaux adaptés au monde hospitalier permettant un nettoyage et une désinfection facile et rapide



NITE

Incubateur de transport néonatal

Médipréma vous propose une solution unique pour le réchauffement du nouveau-né, avec l'incubateur de transport Nite.

Technologie de réchauffement unique

- Chauffage par voûte radiante servo-contrôlée
- Transfert de chaleur immédiat et efficace vers le nouveau-né
- Régulation de la température en mode air ou cutané

Ergonomie optimale et surveillance parfaite

- Accès au nouveau-né sur 4 côtés
- Excellente visibilité sur 5 faces
- Plateau sortant à 70% pour un accès intégral au corps de l'enfant (en option)
- Écran de contrôle tactile intuitif et robuste
- Silencieux pour un confort maximal du bébé : seulement 18dB(A) en fonctionnement
- Design compact, léger et robuste : seulement 37 kg
- Nettoyage et désinfection facile et rapide

RANGEMENTS OPTIMISÉS

- **2 grands casiers** accessibles sous le Nite
Autre option possible : les remplacer par **2 grands tiroirs**
- Supports pour 2 bouteilles
- Conduit de passage pour tuyaux et flexibles

Médirunner - réf. 5035

Chariot de transfert interne



FLEXIBILITÉ D'ÉQUIPEMENTS

- Étagère sur l'arceau de protection du Nite (en option) pour la **fixation de dispositifs médicaux** additionnels nécessaires au transfert médicalisé du nouveau-né
 - Bloc intégré de 8 prises IEC protégées
 - Espace dédié pour l'option batterie By-Pass

ACCESSOIRES du Médirunner et du Nite

- 2 étagères internes
- 2 tiroirs
- 2 inverseurs de gaz Air/O₂ avec flexibles
- Bloc batterie Li-Ion avec By-Pass
- Arceau de protection avec tige porte-sérum
- Étagère sur arceau
- Mât de fixation pour 3 pousse-seringues Agilia
- Support pour respirateur Eve
- Support pour respirateur Fabian Evolution
- Support pour respirateur Hamilton T1
- Equerre de fixation pour moniteur Philips X2 ou X3
- Support de fixation pour insufflateur Neopuff
- Support de fixation pour mélangeur Maxblend2

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions générales L x l x H	Chariot seul : 1313 x 1002 x 610 mm Chariot + incubateur Nite : 1313 x 1291 x 610 mm
Dimensions rangements L x l x H	Casier : 799 x 508 x 130 mm Tiroir : 780 x 470 x 130 mm (48 L) Support bouteilles : Ø145 mm (B5) Étagère sur arceau : 985 x 385 mm
Poids	Chariot seul : 40 kg Chariot + incubateur Nite : 77 kg
Charge maximale admissible	Chariot seul : 100 kg Casier : 3 kg Tiroir : 3 kg Étagère sur arceau : 8 kg
Mobilité	4 roues pivotantes : Ø 125 mm avec freins
Accessoires du Nite	Classe I selon le règlement UE 2017/745



EXPÉRIENCE & SAVOIR-FAIRE UNIQUES

LA MISSION DE MÉDIPRÉMA

est de trouver la meilleure solution pour répondre à vos exigences, besoins et budgets et garantir des conditions optimales de transport des nouveau-nés.

ÉQUIPE MULTIDISCIPLINAIRE

15 ingénieurs et techniciens hautement qualifiés, répartis dans un bureau d'étude mécanique et un bureau d'étude électronique, partagent leurs connaissances du domaine médical et des spécificités de l'environnement d'urgence pour permettre à Médipréma de proposer des solutions sûres et fonctionnelles.

25 ANS D'EXPÉRIENCE

Un savoir-faire et une expérience reconnus mis à votre service en conception et fabrication de solutions de transport néonatal et pédiatrique.

CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISE

L'incubateur de transport Nite et l'ensemble des structures Médipréma sont conçues et fabriquées dans l'usine Médipréma, basée en France dans la vallée de la Loire. Cela permet à Médipréma de garantir la qualité et la fiabilité de ses dispositifs en maîtrisant la totalité de la chaîne de production.