



médipréma

MÉLANGEUR AIR OXYGÈNE **MAXBLEND 2** avec analyseur de FiO₂ intégré RÉF. 5111

Le **MAXBLEND 2** est un mélangeur air/oxygène compact incorporant un analyseur de FiO₂ avec alarme haute et basse. Il permet de délivrer un mélange air/oxygène précis sur une large gamme de débits allant de 0 à 30l/min. Un écran à cristaux liquides affiche directement la mesure de la concentration en oxygène relevée.



MÉLANGEUR AIR OXYGÈNE **MAXBLEND 2** avec analyseur de FiO₂ intégré RÉF. 5111

PERFORMANCES

Plage d'affichage : 0-100% d'oxygène.

Résolution d'affichage : 0.1% d'oxygène.

Débit (l/min) : 0 à 30.

Température d'utilisation : 15° - 40°C.

Précision : ± 3 %.

Temps de réponse : 15 sec. environ sur 90% de la valeur définitive (à 25°C).

Autonomie des batteries : 5000 heures (utilisation continue, sans alarme).

Alarmes hautes et basses : 15-99 %.

DESCRIPTIF

Fourni avec un débitlitre acrylique attenant avec double échelle

pas de 0,25 LPM jusqu'à 3 LPM

pas de 1 LPM de 5 à 15 LPM

Bonne visibilité des paramètres sur l'écran.

Rétroéclairage de l'écran.

Poids : environ 2,5 kg.

Alimentation : fonctionne avec 4 piles alcalines 1,5V (indicateur de batterie faible).

OPTIONS & ACCESSOIRES

Alimentation secteur.



maxo₂me



Distribué par :

médipréma

Médipréma - ZA Node Park Touraine - 470 rue Gilles de Gennes - BP 8 -
37310 TAUXIGNY - FRANCE

Tél + 33 (0)2 47 28 47 87 - Fax + 33 (0)2 47 27 35 85 - www.mediprema.com

CE
0123

