



Cache-sonde avec réflecteur pour sonde cutanée

Réf : 3159

Cache-sonde à usage unique

Adhésif hydrogel

- > Bon maintien de la sonde cutanée sur la peau
- > Pas d'agressivité pour la peau lors du retrait
- > Aucun résidu sur la peau et la sonde à son retrait
- > Produit repositionnable

Avec film réflecteur

- > Présence d'un film polyester réflecteur couleur or sur la face supérieure permettant l'usage du cache-sonde dans toutes les conditions y compris sous chauffage radiant



Descriptif :

Composition du dessus	Film polyester réfléchissant
Composition du dessous	Adhésif hydrogel
Produit garanti sans latex	Oui

Diamètre du cache-sonde	3 cm
Conditionnement	En étui individuel Pack de 200 étuis
Norme	Marquage CE



Un produit Axelgaard Manufacturing Co,Ltd. distribué par :



ZA Node Park Touraine - 470 rue Gilles de Gennes - BP 8 - 37310 TAUXIGNY - FRANCE
Tél +33 (0)2 47 28 47 87 - Fax +33 (0)2 47 27 35 85 - www.mediprema.com