

Matelas

Pour lit d'accouchement Nixie

Maintien et confort

Comprend :

Matelas fauteuil réf. 44 950 30 936

Matelas tabouret réf. 44 950 30 940



Mousse polyuréthane haute résilience HR40

Housse extensible dans les 2 sens

- ⇒ Tissu polyamide (130g/m²) enduit de polyuréthane (125g/m²)
- ⇒ imperméable aux liquides (ISO 1420, >200cm), perméable à la vapeur d'eau (ASTM 96-66, 500g/m² - 24h à 38°C)
- ⇒ traitement anti bactérien (Sanitized), anti acarien
- ⇒ biocompatibilité selon norme 10.993-10 (anallergique)
- ⇒ couture soudée
- ⇒ amovible par fermeture à glissière périphérique
- ⇒ conforme à la norme feu BS 7175 – source 5
- ⇒ coloris : bleu marine
- ⇒ nettoyage : normalement eau tiède savonnée, suivi d'un rinçage à l'eau suffisent. Possibilité d'utiliser un désinfectant de surface. Ne pas utiliser de produits à base d'alcool, solvant, javel ou abrasifs.

Dimensions hors tout :

- ⇒ matelas fauteuil (LxlxH) 152x86x8cm - 5.3kg
- ⇒ matelas tabouret (LxlxH) 56x75x8cm: 1.9kg

Matelas équipés de plots de fixation de façon à garantir leur maintien sur le lit.