

Matelas à langer microbilles

Réf. 3729

Confort du nouveau-né

Le matelas à langer microbilles *Carewave by Médipréma* se pose sur tout plan à langer et permet d'accueillir le nouveau-né dans des conditions de confort idéales. Il offre une alternative au matelas à langer en mousse dont le contact parfois froid et relativement dur peut provoquer l'agitation du jeune enfant. L'accueil est ici plus moelleux donc rassurant pour le bébé. Celui-ci se sent en sécurité, lové dans son coussin, et est donc plus collaboratif au moment du soin ou du change.



Sécurité et facilité de mise en place

Le matelas à langer microbilles *Carewave by Médipréma* est léger, facile à mettre en place. Composé de microbilles en polystyrène et d'une housse en polyuréthane, il se nettoie très facilement par lingette désinfectante.

Caractéristiques:

Dimensions	57 x 55 cm
Garnissage coussin	microbilles en polystyrène
Matière enveloppe	polyuréthane bi-élastique
Entretien coussin	par épongeage imperméable aux liquides double couture
Conditionnement	à l'unité

Un produit Pharmaouest distribué par :