

Matelas mousse & microbilles

Spécial incubateur de transport

Réf : 5044

Confort et maintien du nouveau-né

En alliant le confort du matelas à mémoire de forme aux propriétés immobilisantes des microbilles, le matelas *Carewave by Médipréma* apporte une solution aux problématiques de sécurité et de confort du nouveau-né pendant le transport.



- > Le matelas à mémoire de forme en mousse visco-élastique assure une réelle empreinte du corps du nouveau-né. Son confort moelleux atténue l'inconfort lié aux secousses pendant le transport.
- > Le garnissage en microbilles garantit le maintien du nouveau-né. Mieux contenu, le nouveau-né se sent plus en sécurité et donc moins agité pendant le transport.

Optimisé dans ses dimensions pour une utilisation dans l'incubateur de transport Nite de Médipréma, le matelas mousse et microbilles spécial transport se pose directement sur le matelas et permet d'accueillir le nouveau-né dans des conditions de confort idéales.

Il peut également être rattaché au plan de couchage à l'aide des sangles Magic Strips. Cette bande en micro-fibre souple, très douce au toucher et auto-grippante se place et se retire très facilement.

Le matelas mousse et microbilles *Carewave by Médipréma* est léger et facile à mettre en place. Il se retire tout aussi facilement, permettant ainsi de positionner rapidement le nouveau-né sur un plan dur si une intervention technique est nécessaire.



Caractéristiques :

Matière	<i>Garnissage matelas</i> : mousse de polyuréthane visco-élastique + microbilles en polystyrène <i>Housse</i> : polyuréthane bi-élastique adaptée au contact cutané
Dimensions (Lxl)	61 x 38 cm
Entretien	Nettoyage facile par lingette désinfectante et épongeage Imperméable aux liquides grâce aux double coutures
Conditionnement	A l'unité