

Lunettes de photothérapie Eyemax

Réf. 4165 -4166-4167



Confort et qualité du maintien

Les lunettes de photothérapie EyeMax ont été conçues de manière à offrir une protection oculaire optimum aux nouveau-nés sous traitement de photothérapie. D'un grand confort, ces masques s'installent facilement grâce à leurs 2 bandes ajustables réglables indépendamment. Réalisées en une seule pièce, les lunettes de photothérapie EyeMax assurent un parfait maintien sur la tête de l'enfant. Leur forme ergonomique permet de limiter la pression sur les yeux tout en empêchant le passage de lumière.

Existe en 3 tailles différentes pour s'adapter au mieux au tour de tête de l'enfant.



| | Tour de tête |
|---------------------------------|--------------|
| EyeMax <i>Micro</i> réf. 4165 | 20-25cm |
| EyeMax <i>Premie</i> réf. 4166 | 26-32cm |
| EyeMax <i>Regular</i> réf. 4167 | 33-38cm |

Livré en pack de 20 lunettes

Lunettes patient unique - Produit garanti sans latex

Composition : bande élastique (2.449 osy SBL), mousse (tissu coton enduit Polypropylène sur les 2 faces), velcro (nylon et doublure polypropylène).

Des produits Maxtec distribués par :