



Housse Jour / Nuit

pour incubateurs Satis 3552 et 3600

Réf : 3658

Pour le confort du nouveau-né

- > Isole de la lumière environnante
- > Atténue les nuisances sonores
- > Adaptée à l'environnement d'utilisation

Diminue les nuisances liées à l'environnement


La housse jour/nuit Médipréma permet de réduire les agressions subies par l'enfant dans un service de réanimation. Le nouveau-né se trouve protégé de l'éclairage direct. Les nuisances sonores, nombreuses dans ce service, sont atténuées.

Adaptée à l'environnement d'utilisation

La housse jour/nuit Médipréma se place très facilement sur l'incubateur et se retire tout aussi facilement.

Certains pans de la housse peuvent être relevés afin de conserver une visibilité partielle sur l'enfant. La housse a été conçue de manière à ne pas gêner le passage des tuyaux et tubulures.

- > Ouvertures totales ou partielles sur 4 côtés
- > Ouverture côté tête pour faciliter le passage des tuyaux



Caractéristiques :

Tissu	100% polyester (PES) Entretien facile – Lavable 40°
Conditionnement	A l'unité