

BILISWADDLER®

Gigoteuse
pour natte
de photothérapie
B'BLOO



- **Permet de prodiguer les soins de photothérapie en tous lieux**, de l'unité de soins intensifs jusqu'au domicile.
- **Durant la séance de photothérapie**, le bébé peut être allaité et porté sans jamais être séparé de ses parents.



- **Une enveloppe souple** (tissage 3D) réduisant les points de pression et l'humidité en assurant la circulation de l'air.
- **Fabrication en textile innovant** (80% coton, 20% PES Trevira bioactif®) avec action antimicrobienne permanente qui protège des irritations cutanées.
- La gigoteuse peut être placée dans un **berceau ou portée dans les bras** (unité kangourou).
- **Une fermeture par Velcro® flexible** permet un ajustage sur mesure.
- **Très bonne visualisation** et facilité d'accès pour intervention en cas d'urgence.
- **Testé et certifié** aux normes Oeko-Tex® Standard 100.
- **Lavable à 60 °C** avec désinfectants pour linge et séchage en machine à tambour.





Biliswaddler® Gigoteuse pour natte de photothérapie B'BLOO

	TAILLE UNIQUE (26 x 50 cm)
Matériau	Tissu : 80% CO, 20% PES Trevia bioactive Rembourrage : 100% PES
Référence	20-00-100

Biliswaddler® est un produit Concept Natal distribué par Médipréma
Fabriqué en Allemagne