

INCUCAP®

Housse
pour incubateur
de transport
NITE



► L'IncuCap® pour incubateur NITE est composé de **3 épaisseurs spécialement tissées**.

► **Au milieu une membrane hautement élastique et perméable à l'air** rend la housse opaque à la lumière. La couche en triple tissage du dessous assure une atténuation sonore optimale, un anti-glissement et permet de maintenir de façon permanente la forme initiale.

► **Matériau textile très léger, incrusté de minuscules ions d'argent** qui ne laissent aucune chance aux agents pathogènes. Dès qu'un germe entre en contact avec la surface du textile, les ions interfèrent avec la membrane des cellules, stoppent leur métabolisme et provoquent ensuite leur destruction.





- **Le pourcentage de germes sur ces matériaux intelligents est de 99 % inférieur** comparé à celui trouvé sur des textiles non traités. Cette protection antimicrobienne reste active même après plus de 80 cycles de lavage.
- **IncuCap® a été testé et certifié selon les standards 100 Oeko-Tex.** Il est bi-élastique, perméable à l'air, lavable jusqu'à 95 °C et peut être séché en sèche-linge à tambour.
- **La face interne anti-glissement est de couleur neutre** de façon à ce que le bébé puisse être évalué sans aucune interférence lumineuse.
- **L'accessibilité au bébé est facilitée** par 2 pans en façade et 2 pans au dos.



IncuCap® - Housse pour incubateur de transport NITE

	TAILLE UNIQUE
Matériau	79% PES (Trevira® biocactive) 21% PBT
Réf. ouverture à gauche	01-25-056-025-MP-02
Réf. ouverture à droite	01-25-056-025-MPR-02

IncuCap® est un produit Concept Natal distribué par Médipréma
Fabriqué en Allemagne