

INCUCAP®

Housse
pour incubateur
fermé SATIS+ 3600
et SATIS 3552



► L'IncuCap® pour incubateur SATIS+ 3600 ET SATIS 3552 est composé de **3 épaisseurs spécialement tissées**.

► **Au milieu une membrane hautement élastique et perméable à l'air** rend la housse opaque à la lumière. La couche en triple tissage du dessous assure une atténuation sonore optimale, un anti-glissement et permet de maintenir de façon permanente la forme initiale.

► **Ce matériau est très léger** et de minuscules ions d'argent insérés dans les fibres textiles ne laissent **aucune chance aux agents pathogènes**.

► Lorsqu'un germe entre en contact avec la surface du textile **les ions d'argent interfèrent** avec la membrane des cellules, stoppant leur métabolisme et provoquant ensuite leur destruction. Des recherches scientifiques ont démontré ce fait.



ANTIBACTÉRIEN



AIR



ACOUSTIQUE



OPAQUE



- ▶ IncuCap® a été testé et certifié selon les **standards 100 Oeko-Tex**. Il est **bi-élastique, perméable à l'air, lavable jusqu'à 95 °C** et peut être séché en sèche-linge à tambour.
- ▶ **La face interne anti-glissement** est de couleur neutre de façon à ce que le bébé puisse être évalué sans aucune interférence lumineuse.
- ▶ **L'accessibilité au bébé est facilitée** par 4 pans latéraux et la housse bien en place sur l'incubateur.
- ▶ **Sur le dessus, une ouverture pour la lampe de photothérapie** permet un traitement optimal du bébé.





IncuCap® Housse pour incubateur fermé SATIS+ 3600 et SATIS 3552

	TAILLE UNIQUE
Matériau	79% PES (Trevira® biocactive) 21% PBT
Référence	01-13-056-25-MP-01

IncuCap® est un produit Concept Natal distribué par Médipréma
Fabriqué en Allemagne